


# НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ для пластической хирургической ПАРОДОНТОЛОГИИ



Рекомендует доктор  
медицинских наук,  
профессор РАЕ

ОЛЬГА ЧЕПУРКОВА

Основатель и руководитель  
единственного в России  
профессорского  
консультативно-лечебного  
центра по пародонтологии



**IMEDIN136**

Кассета IMS  
для 13 инструментов



[www.hu-friedy.ru](http://www.hu-friedy.ru)



**TKN1**

Инструменты для туннельной техники



**TKN2**

Инструменты для туннельной техники



**PCPUNC156**

Зонд пародонтологический



**SC2R/2L9E2**

Кюрета Columbia для фронтальной группы зубов



**SC4R/4L9E2**

Кюрета Columbia для премоляров



**PH26M**

Распатор Hurzeler



**P9**

Распатор Molt



**HuFriedyGroup**  
The Best In Practice




HUFRIEDYRUSSIA



### TP5070

Пинцет PermaSharp  
тканевый прямой универсальный, 15 см



### NH5024

Иглодержатель прямой  
Castroviejo PermaSharp, 18 см



### S14

Ножницы La Grange дважды изогнутые  
для шовного материала, 11.5 см



### 10-130-05E

Ручка для лезвий круглого сечения, сбалансированная



### 10-256-15

Лезвия для скальпеля 15C,  
100 шт.

**ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?** Все шарнирные инструменты — щипцы, кусачки, ножницы, пинцеты, крово-останавливающие зажимы, ортодонтические щипцы и т.д. — должны быть смазаны. Регулярное использование специализированной смазки-спрея (**ILS**) для инструментов Hu-Friedy, поможет предотвратить ржавчину, коррозию и способствует долгому сроку службы.  
**Все шарнирные инструменты стерилизуются.**



Тел.: +7 (495) 580-30-80

Адрес: Москва, Новгородская улица, д. 1, этаж 4, пом. А404.3

[www.hu-friedy.ru](http://www.hu-friedy.ru) @HuFriedyRussia HuFriedyRus

**COMDENTAL** ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
HU-FRIEDY НА ТЕРРИТОРИИ РФ

**HuFriedyGroup**  
The Best In Practice