



# HU-FRIEDY KEY OPINION LEADER

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ



**Шумилович Богдан Романович, д.м.н., профессор, Воронеж.**

Профессор, врач высшей категории, докторант кафедры терапевтической стоматологии Воронежской государственной медицинской академии (ВГМА) им. Н.Н.Бурденко Федерального Агенства по здравоохранению и социальному развитию г.Воронеж, Россия

## НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ



**DP18** – Пинцет диагностический



**XP23/UNC7** – Зонд UNC15 с маркировкой Quilix через каждый мм в комбинации с эксплорером № 23



**MIR5DSHD** – Двухстороннее зеркало HD 24 мм



**TNPF1AB1** – Уникальная комбинация тонкого шпателя в форме ланцета и гладилки со стандартным углом (III, IV, V классы)



**TNCVIPC** – Гладилки угловая и дистальная, гибкие и тонкие для работы в интерпроксимальных областях (II, III, IV и V классы)




**TNCIGFT1** – Комбинация узкой гладилки и универсального небольшого штопфера



**TNBB27/29** – Штопфер для формирования фиссур и жевательных поверхностей

**IME12DIN1** – кассета для стерилизации и хранения 10-ти инструментов



 **Com-Dental**

Эксклюзивный дистрибьютор в России –  
ГК Com-Dental. Москва, Большой Козихинский  
пер.7с2, оф.31 тлф: 8 (495) 580-30-80

**Hu-Friedy**

## XTS ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

“ Основное преимущество серии XTS – полное отсутствие адгезии композита к поверхности инструмента. Благодаря этому значительно облегчается работа (и «пакование», и моделирование) с малыми порциями материала. При использовании серии XTS практически исчезает проблема «воздушных пузырьков» при формировании поверхностного эмалевого слоя мой реставрации. ”

–Д.м.н., Шумилов Б.Р.

Профессор, врач высшей категории, докторант кафедры терапевтической стоматологии Воронежской государственной медицинской академии (ВГМА) им. Н.Н.Бурденко

### ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ СЕРИИ XTS

- Рабочая часть инструмента изготовлена из гибкой стали тройной закалки (Immunity Steel®) с алюминий-титан-нитридным (AlTiN) покрытием
- Покрытие AlTiN:
  - создает твердую, гладкую, устойчивую к царапинам поверхность;
  - значительно уменьшает прилипание материала к рабочей части;
  - уникальный черный цвет покрытия не отвечивает, не изменяя таким образом цветовосприятие реставрации;
  - контраст между черным цветом покрытия, композитом и тканью зуба позволяет легко контролировать объем материала.

Независимые исследования подтвердили выдающиеся свойства покрытия алюминий-титан-нитрид (AlTiN) по сравнению с традиционными покрытиями золотых оттенков на основе титана:

#### Условный показатель скольжения стального шара по поверхности



Измерения производились между стальным шаром и образцом с покрытой поверхностью

#### Твердость (устойчивость к нагрузкам)



- Большой диаметр (9,5 мм) и легкость ручки обеспечивают работу с инструментом без напряжения кисти
- Широкий конический переходник с насечками от ручки к рабочей части (Comfort Zone) улучшает тактильную чувствительность, облегчает выполнение манипуляций
- Гладкая поверхность ручки легко очищается и устойчива к коррозии
- Матовое антибликовое покрытие ручки (Satin Steel) – дополнительный комфорт при работе с инструментами серии XTS



Com-Dental

Эксклюзивный дистрибьютор в России –  
ГК Com-Dental. Москва, Большой Козихинский  
пер.7с2, оф.31 тлф: 8 (495) 580-30-80

Hu-Friedy®