



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАРОДОНТОЛОГИИ



Доцент, заведующая
кафедрой хирургической
стоматологии с курсом
пародонтологии
СПБИНСТОМ. Стоматолог-
хирург, врач-консультант.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАРОДОНТОЛОГИИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ **ГОЛЬДШТЕЙН Е.В.**



MIR4
Зеркало #4 (Ø 22 мм) с родиевым
покрытием



MH7
Ручка для зеркал



PCPUNC156
Зонд с отметками через каждый
миллиметр от 1 мм до 15 мм и
полосами между 4-5, 9-10 и 14-15 мм.



PQ2N7
Фуркационный зонд Nabers



SHDPV
Ручка круглая, анатомическая для
микролезвий и микрозеркал



MB69
Микролезвие двухстороннее,
скошенное (12шт. в уп.)



DP2
Диагностический пинцет College



PMGF1
Пинцет Goldman-Fox, левый, для
маркировки глубины пародонтальных
карманов



S104/105
Скейлер Cattoni для ортогонального
резания



KGF7
Нож пародонтальный Goldman-Fox



KO1/26
Нож пародонтальный Orban



PPBUSER6
Распатор Buser

NH5038
Иглодержатель Crile-Wood
(от 3-0 до 6-0), 15 см



S145C
Ножницы LaGrange для мягких тканей, 11,5 см

