



## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ



Ассистент кафедры терапевтической стоматологии с курсом пародонтологии в СПбИНСТОМ.

Стоматолог-пародонтолог, хирург. Главный врач клиники «Мегаполис дент», Санкт-Петербург.

### НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДОКТОРОМ ВОЛКОВОЙ Ю.В.




**IMEDIN13**  
IMS кассета для стерилизации и хранения 13 инструментов+отделение для аксессуаров, 268x176x34 мм



**SSKITA**  
Набор для ручной заточки инструментов



**SM0/009E2**  
Скейлер двусторонний Morse для фронтальных зубов в случаях сильной скученности



**SG11/1293E2**  
Кюрета Gracey для медиальных поверхностей премоляров и моляров




**SAS1/291E2**  
Кюрета Gracey Mini Five для фронтальных зубов (все поверхности)



**SG13/1498E2**  
Кюрета Gracey для дистальных поверхностей премоляров и моляров



**SAS5/695E2**  
Кюрета Gracey Mini Five для фронтальных зубов (все поверхности)



**SG15/1693E2**  
Кюрета Gracey для медиальных поверхностей моляров




**SAS7/897E2**  
Кюрета Gracey Mini Five для вестибулярных поверхностей премоляров и моляров



**SG17/1898E2**  
Кюрета Gracey для дистальных поверхностей моляров



**SG9/1096E2**  
Кюрета Gracey для вестибулярных поверхностей моляров



**PCP15/11.5**  
Пародонтологический зонд для измерения глубины карманов и индекса CPI



**MIR4**  
Зеркало #4 (Ø 22 мм) с родиевым покрытием

**MH7**  
Ручка для зеркала Satin Steel Colours



**DP17**  
Диагностический пинцет