


НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ для пластической хирургической ПАРОДОНТОЛОГИИ

для устранения рецессий десны



HUFRIEDYRUSSIA



Рекомендует доктор

СМОЛЯКОВА АНАСТАСИЯ
Хирург-имплантолог,
пародонтолог, ортопед

Эксперт по эстетической
имплантологии
и тотальной реабилитации.
С 2010 года занимается
проведением
микроопераций, практикой
в области эстетической
пародонтологии
и периопластики.



IMEDN1811S

Кассета IMS
для 18 инструментов



www.hu-friedy.ru



TKN1

Инструменты для туннельной техники



TKN2

Инструменты для туннельной техники



SAS1/291E2

Кюрета для фронтальной группы зубов



PPBUSER6

Распатор Buser



PCPUNC157

Зонд пародонтологический




MIR5HD

Зеркало



MH7

Ручка Handle Mirror



HuFriedyGroup
The Best In Practice




TPSLCOSM

Пинцет атравматичный



SPV

Ножницы для микрохирургии




NHDPV

Иглодержатель микрохирургический прямой



10-130-05E

Ручка для лезвий круглого сечения, сбалансированная



10-130-5AE

Ручка для лезвий круглого сечения, угловая



10-256-15

Лезвия
для скальпеля 15С



10-256-12

Лезвия
для скальпеля 12D

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Все шарнирные инструменты — щипцы, кусачки, ножницы, пинцеты, крово- останавливающие зажимы, ортодонтические щипцы и т.д. — должны быть смазаны. Регулярное использование специализированной смазки-спрея (**ILS**) для инструментов Hu-Friedy, поможет предотвратить ржавчину, коррозию и способствует долгому сроку службы.
Все шарнирные инструменты стерилизуются.



Тел.: +7 (495) 580-30-80

Адрес: Москва, Новгородская улица, д. 1, этаж 4, пом. А404.3

www.hu-friedy.ru @HuFriedyRussia HuFriedyRus

COMDENTAL ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
HU-FRIEDY НА ТЕРРИТОРИИ РФ

HuFriedyGroup
The Best In Practice