

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПЛАСТИКИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТАТОВ



HUFRIEDYRUSSIA



Рекомендует доктор Зохрабян Артавазд

Стоматолог-хирург,
пародонтолог,
имплантолог, специалист
в реконструктивной
хирургии и хирургии
мягких тканей. Главный
врач стоматологической
клиники «Миллион Яблок»,
Санкт-Петербург



IMEDIN18_S

Кассета для стерилизации
и хранения 18-ти инструментов



PPBUSER6

Распатор Buser



PCPUNC157

Зонд пародонтологический UNC
с маркировкой Qulix
(1-2-3-4-5...-15 мм)



S14

Ножницы LaGrange дважды
изогнутые для шовного материала,
11,5 см



TP41

Пинцет Adson
анатомический, 12 см

www.hu-friedy.ru

HuFriedyGroup
The Best In Practice

TPG3

Пинцет
тканевый
Gerald 1x2
(18 см /7)



TPG4

Пинцет
тканевый
Gerald 1x2
(18 см)



NHDPV

Иглодержатель Castroviejo
микрохирургический прямой, 18 см
щечки с алмазным напылением
*6-0, 7-0, 8-0



NH5038

Иглодержатель Crile-Wood
прямой, 15 см
тонкие щечки *3-0, 4-0, 5-0, 6-0



10-130-05E

Ручки для лезвий круглая, сбалансированная



10-256-15

Лезвия для скальпеля 15C,
100 шт.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Все шарнирные инструменты — щипцы, кусачки, ножницы, пинцеты, крово- останавливающие зажимы, ортодонтические щипцы и т.д. — должны быть смазаны. Регулярное использование специализированной смазки-спрея (ILS) для инструментов Hu-Friedy, поможет предотвратить ржавчину, коррозию и способствует долгому сроку службы.

Все шарнирные инструменты стерилизуются.



Тел.: +7 (495) 580-30-80

Адрес: Москва, Новгородская улица, д. 1, этаж 4, пом. А404.3

🌐 www.hu-friedy.ru 📷 @HuFriedyRussia 📺 HuFriedyRus

COMDENTAL ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
HU-FRIEDY НА ТЕРРИТОРИИ РФ

HuFriedyGroup
The Best In Practice